

ActualWay® - Serie II

- Terapistol/dialysestol





Denne medicinske 4-motors behandlingsstol er blevet udviklet for at give komfort, sikkerhed og velvære under lange behandlinger såsom dialyse, kemoterapi, onkologi og blodtransfusioner.

Den er nem at bruge og vedligeholde, og giver jer pålidelighed, stabilitet og høj ydeevne.

Den har justérbare polstrede armlæn, som kan justéres i vertikal og horisontal position samt hældning, god nakkestøtte/-pude, og dens memory-foam "Tempur"-sæde sørger for god sidde- og liggekomfort.

Trendelenburg-leje (-12°) kan opnås på 12 sekunder, og aktiveres nemt via akutknap på ryglænet eller via håndbetjeningen.

Udstyret med 4 stk. grå 100 mm letdrejelige hjul med centralbremse, produceret i polypropylen med termoplastisk gummi, og præcisionskugleleje, som ikke har afsmittende effekt.

Stolen har en Epoxy-malet metalramme og en sømløs polstring (klasse M2) der er brandsikkert, vandtæt og effektiv mod bakterier (MRSA), og som er let at rengøre og vedligeholde.

Standardfarven er grå (light grey, 011 73 045) men den fås i op til 15 forskellige farver. (Oplys herom v/bestilling.)

ActualWay® - Serie II - terapistol/dialysestol



Neige (011 73 015)



Sable (011 73 008)



Poterie (011 73 034)



Brume (011 73 006)



Cerise (011 73 009)



Grenat (011 73 002)



Macadam (011 73 007)



Myosotis (011 73 033)



Charbon (011 73 001)



Saphir (011 73 005)



Olive (011 73 047)



Canard (011 73 046)



Pepper (011 73 044)



Brown (011 73 043)



Light Grey (011 73 045)



Tekniske data:

	ActualWay® - Serie II
Længde - liggefunktion	217 cm
Bredde - total	88 cm
Bredde - liggeflade	60 cm
Indgangshøjde	55 cm
Højdejustering	20 cm (55-75 cm)
Hjuldiameter	100 mm
Trendelenbrug	-12° / 12 sek
Rammemål	105 x 65 x 25 cm
Beskyttelseskategori	IP44
Beskyttelseskategori (håndbetjening)	IP66
Spænding	230V / 50-60Hz
Egenvægt	85 kg
Maks. brugervægt	200 kg

Kontakt os gerne for yderligere information

ActualWay® - Serie II - terapistol/dialysestol

Stort udvalg af tilbehør tilbydes, bl.a. IV-holder, sidebord, papirrulleholder, pedaltræner, batteri-funktion, indbygget vægt-funktion, og meget mere, gør at stolen kan skræddersyes til Jeres behov.

Her ses et lille udpluk af tilbehørsmuligheder:



Bord i ABS plast



IV-holder



Papirrulleholder



Pedaltræner



Indbygget vægt-option