

"Fisk" therapeuticskammel



Yderst komfortabel therapeuticskammel med kraftig polstring på sædet, der er betrukket med slidstærkt kunstlæder (skai), og som kan vaskes/afsprittes.

Fås i farverne sort (lagervare) eller lysegrå (bestillingsvare).

Monteret med 4 stk. Ø75 mm hjul, hvoraf de to forreste er låsbare.

Højdejusteres let via gasfjeder med udløserhåndtag.

Højdejustering: 41-55 cm

Sædelængde/dybde: 52 cm

Sædebredde (maks.): 32 cm

Maks. belastning: 150 kg



Varenummer	Beskrivelse	Siddehøjde	HMI-nr.
290422	Therapeuticskammel "Fisk"	41-55 cm	22492