

Terapeutiskammel, Leg Raiser EASY



Leg Raiser EASY er designet til at forbedre arbejdsmiljøet for plejepersonalet ved f.eks. fod- og bensygdomme, hjælp til på- og aftagning af kompressionsstrømper og ved sårpleje.

Pga. skammelens udformning, skal plejeren ikke længere arbejde i hug- eller knæsiddende stilling. Derved sikres en god arbejdsstilling som eliminerer de belastende arbejdsgange for ryg, knæ, arme og fingre.

Kan med fordel bruges når borger sidder i f.eks. kørestol, bade-/toiletstol eller i en almindelig stol.

Hvorfor vælge Leg Raiser EASY?

- 1) Forebygger arbejdsrelaterede skader hos plejepersonalet
- 2) Reducerer arbejdstid og fysiske belastninger ved rutineopgaver
- 3) Velegnet til kompressionsstrømper, fodbehandling og sårpleje

Produktet leverer præcis og effektiv hjælp uden at gå på kompromis med ergonomen. Den er nem at indstille og anvende, og sørger for at plejerens daglige belastning reduceres væsentligt.

Tekniske data:

Højdeindstilling: 50,5-68,5 cm


Længde: 76,9 cm

Bredde: 53,2 cm

Maks. belastning: 160 kg

Egenvægt: 10,5 kg

Hjulstørrelse: 4 x Ø75 mm, heraf 2 med bremse.



Varenummer	Beskrivelse	Siddehøjde	HMI-nr.
290421	Terapeutiskammel, Leg Raiser EASY	50,5-68,5 cm	143973