

Levante Gynækologistol





Stol med en solid konstruktion og et ergonomisk design, som er designet til gynækologiske undersøgelser.

Liggefladen er opdelt i 3 sektioner, og kan let justeres via håndbetjeningen.

Både højde- og liggeflade indstillingerne styres let via lavspændings 24V-motorer.

Stolens polstrede, tiltbare og foldbare anatomiske armlæn har en bredde på 15 cm og længde på 50 cm. Armlænenes bevægelse er synkroniseret med ryglænets bevægelse. Armlænene kan låses og kan fjernes fra stolen.

Stolen har 4 stk. Ø100 mm dobbelthjul, alle med bremse, der muliggør let og hurtig flytning af stolen. Inkl. aftagelig rustfri stålskål (16 x 16 x 10 cm (D/B/H))

3D-manuelt justérbare bøjler. Bøjlerne kan justeres i længde, højde og afstand fra stolen. Bøjlerne er anatomisk designet og er lavet af blødt polyuretan.

Betrækket er i Klasse 1IM kunstlæder, som yderst let kan rengøres og desinficeres. Fås i flere farver, oplys herom v/bestilling.

Stort tilbehørspogram er tilgængeligt, heriblandt kan bl.a. nævnes:

Ryglænsåbning, Aftagelig og justérbar Velcro-strop på hovedstøtten, Papirrulleholder i forkromet stål på ryglænet, IV-stang med 2 kroge i forkromet stål, Taskeholderkrog, Fodkontakt, Batteribackupboks og mere.



Tekniske data:

Højdejustering: 53-85 cm

Justérbart ryglæn: 0° til +80°

Justérbar benstøtte: 0° til -90°

Trendelenburg: 0° til -21°

Dimensioner i sengestilling: 180 x 90 cm (L/B) - Højde: 53-85 cm

Dimensioner i stolestilling: 90 x 90 cm (L/B) - Højde: 135-167 cm

Bøjledimensioner: 38 x 54 cm (L/B)

Ryglænsdimensioner: 88 x 54 cm (L/B)

Sædedimensioner: 38 x 54 cm (L/B)

Egenvægt: 90 kg

Maks. belastning: 180 kg

Levante Gynækologistol

Fås med to kvaliteter af elastiske og bløde betræk, som begge er holdbare, ridsefaste, smuds-, urin- og blodafvisende, brandhæmmende og lette at rengøre.

Info om kunstlæderbetrækket:

Betrækkets sammensætning:

- Vægt ca. 620 g/m²
- PVC-belægning ca. 86 %
- Polyester-Jersey ca. 14 %
- Tykkelse 1,1 mm ±0,1
- Andel af fornybare råvarer > 10%



Info om silikonebetrækket:

Betrækkets sammensætning:

- Bredde: ±137 cm
- Vægt: ±800 gr/m¹
- Tykkelse: 1 mm



Info om rammen/stellet:

Den rustfri ramme/stel er fremstillet ved hjælp af forbehandling og termohærdende epoxymaling.

Malingen kan behandles efter anmodning med anti-bakterielle og antimikrobielle stoffer.

