

# Undersøgelsesleje



Undersøgelsesleje i høj kvalitet og lækkert design.

Lejet har elektronisk højdejustering via cirkulærkontakt, der tillader betjening fra alle sider af lejet.

Er monteret med 4 hjul og nedsænkkelige ben for maksimal stabilitet.

Elektrisk højdeindstilling: 46-94 cm

Løftekapacitet: 250 kg

Hoveddel kan indstilles individuelt via hydraulik.  
Op: 65 grader / Ned: 27 grader.

Inkl. Papirholder.

Mål:  
Længde: 205 cm  
Bredde: 65 cm

Farve: Sort

Lejepapir - Kan anvendes til de fleste lejer og behandlerstole.

Perforering for hver 31,5 cm

Diameter på inderrør 40 mm

Bredde: 52 cm  
Længde: 50 meter

12 stk. pr. karton.



Varenummer	Beskrivelse	Bredde	Længde
291026	Undersøgelsesleje, 2-delt, elektrisk	65 cm	205 cm
53116212	Lejepapir 2-lags, perforeret	52 cm	50 m