


Forstørrelsesglas - OPTICLUX Hand 10-2 UV



reddot winner 2021



Det nye OPTICLUX Hand 10-2 UV håndholdte forstørrelsesglas til undersøgelser, er den perfekte hjælp til udfordrende visuelle opgaver.

Det er designet med henblik på førsteklasses ydeevne og ergonomisk komfort, og tilbyder fremragende farvegengivelsesegenskaber, et stort lysfelt i dagslyskvalitet samt trinløs dæmpning lige ved hånden.

Derudover er den kraftfulde Wood-lysfunktion ideel til veterinære eller enhver dermatologisk opgave, da det giver optimalt lys til undersøgelse af hudvariationer, læsioner og pigmentændringer.

Funktionerne er let tilgængelige, og en lang batterilevetid gør dette til et vedligeholdelsesfrit, pålideligt værktøj.

Det ergonomiske håndtag giver optimal håndtering for både højre- og venstrehådede.

Det medfølgende filtdæksel af høj kvalitet beskytter linsen mod ridser og soleksponering.

Tekniske data:

- Farvetemperatur dagslys hvid 6.500 K
- Akrylglaslinser med 3,5 dioptrier
- Præcis farvegengivelse Ra > 95
- Valgfrit Wood-lys: Maksimal værdi ved 365 nm
- Lav vægt - kun 0,6 kg
- > 3 timers batterilevetid.
- Fleksibel opladning via USB-interface.
- Homogent og meget lyst lysfelt.
- Trinløs dæmpbar.

Testet medicinsk udstyr EN 60601-1



Varenummer	Beskrivelse	Længde	Ydermål (Ø)	Linsemål
29D16005000	Opticlux Hand 10.2 LED	34,8 cm	19,2 cm	16 cm