

# Skin elektrodes



Exactrace Wet Gel Standard-elektroderne giver hurtig signalvisning, stærk signalkvalitet og stabile basislinje-bølgeformer.

Extratrace-elektroderne er dråbeformet, har en slidstærk metalknop og tilbyder standard vedhæftning til generelle formål.

Ideel som lårelektrode ifb. med brug af STAN samt anden EKG-måling.

For hjælp til at maksimere signalkvaliteten, anbefales brug af Slibestrips/-puder (skin prep) ifb. med preparering af huden.

**Funktioner:**

- Lukket cellosekum, der forhindrer væsker i at trænge ind.
- Pull tab/trækfligen gør det nemt at påføre og fjerne elektroden.
- Singlepacked/enkeltpakket for at undgå udtørring for højeste signalkvalitet.
- Latexfri.

30 stk. pr. pk.

600 stk. pr. krt..

Varenummer	Beskrivelse	Pakkeindhold
402502	Skin Electrodes	30 stk.