

# Matris Hospitalsvugge



Hospitalsvugge, på hjul, med faste sider - fås i fast højde og som højdejustérbar model.

Vuggen/krybben er produceret i polyethylen. Sikkerhedssider i brudsikkert og gennemsigtigt plexiglas (højde 31 cm).

Lagdelt laminatplade - justérbar i Trendelenburg og omvendt Trendelenburg-stillinger - med ventilationshuller i bunden og navneskilt på begge forsider.

Stel produceret i en epoxypulverlakeret stålkonstruktion med 4 stk. 75 mm låsbare dobbelthjul. Kan let rengøres og desinficeres med de fleste rengørings- og desinfektionsmidler.

*Medicinsk udstyr, klasse I, i overensstemmelse med EU-direktiv 93/42 / EØF, ændret ved direktiv 2007/47 / EF, og overholder den pædiatriske tekniske standard EN 50637:2017.*

*Produceret iht. ISO 9001, ISO 13485 AND ISO 14001.*

## Tekniske data:

Dimensioner: 82 x 57 x 104 cm (L/B/H)

Liggeflade, højde: 70 cm  
(fast højde)

Dimensioner: 82 x 57 x 89-105 cm (L/B/H)

Liggeflade, højde: 55-71 cm  
(højdejustérbar, 16 cm)

Trendelenburg inklinations: 6°

Omvendt Trendelenburg inklinations: 13°

Farver: Blå, grøn og orange

Madras kan tilkøbes.



RAL 5005



RAL 6029



RAL 2004

Varenummer	Beskrivelse	Mål (L/B/H)
404020	Matris vugge/krybbe, fast højde, BLÅ	82 x 57 x 104 cm
404021	Matris vugge/krybbe, fast højde, GRØN	82 x 57 x 104 cm
404022	Matris vugge/krybbe, fast højde, ORANGE	82 x 57 x 104 cm
404023	Matris vugge/krybbe, højdejustérbar, BLÅ	82 x 57 x 89-105 cm
404024	Matris vugge/krybbe, højdejustérbar, GRØN	82 x 57 x 89-105 cm
404025	Matris vugge/krybbe, højdejustérbar, ORANGE	82 x 57 x 89-105 cm
404026	Madras til Matris vugger/krybber	66 x 34 x 6 cm