

# Kørestols-/platformsvægt - M-620



Med denne transportable kørestolsvægt/platformsvægt kan patienten forblive i sin egen kørestol. Denne metode at veje på, sparer tid, da patienten ikke skal overføres til f.eks. en stolevægt.

Denne kørestols-/platformsvægt er ideel, hvis I skal veje patienter, der sidder i kørestol, men I skal kunne flytte vægten let og sikkert rundt mellem rum eller afdelinger.

M-620 er stor nok til at rumme næsten alle kørestole, både manuelle og elektriske.

For nem transport kan vægten hurtigt og let foldes sammen til en letkørlig vogn.

Udstyret med en TARE/Preset TARE funktion, så kørestolens vægt kan fratrækkes inden vejning.

Vægten har HOLD-funktion: Når en patient ikke står eller sidder fuldstændig stille, vil en stabil vægt blive udregnet ved hjælp af en gennemsnitsvægt og denne bliver herefter frosset. Dette betyder, at der er tid til at fokusere på patienten og dernæst aflæse vægten i god ro og orden.

Er derudover forsynet med en BMI funktion, så undervægt, normalvægt eller overvægt kan fastslåes.

Den kan belastes helt op til 300 kg i intervaller på 100 g og har et genopladeligt batteri, der giver 55 timers kontinuerligt brug fra fuld opladning.

Den har Auto power-off funktion, som hjælper med til at spare på batteriet, samt let læseligt display.

Den er Klasse III godkendt.

Det er muligt at tilvælge Bluetooth- eller Wi-Fi-forbindelse, så I kan sende patientdata til en central database - oplys herom v/bestilling.

## Tekniske specifikationer:

Mål: 74 x 70 x 116 cm (L/B/H)

Nettovægt: ca. 38 kg

Nøjagtighed: 100 gram

Maks. belastning: 300 kg

Varenummer	Beskrivelse	HMI-nr.	Belastning
43M620	Kørestols-/platformsvægt, Transportabel, M-620	131139	300 kg
43M-BT	Bluetooth funktion		
43M-WIFI	Wi-Fi funktion		