

Instrumentborde - rustfri



Rustfrie instrumentborde i flere størrelser.

Med vulstkant og dæmperplade under bordpladerne.

4 stk. rustfrie Tente Levina Ø100 mm hjul, heraf 2 med bremse.

Tåler vask i kabinetvasker.

Maks. belastning: 100 kg

Fås også i specialmål - kontakt os for at høre nærmere herom.

Varenummer	Beskrivelse	Mål (L/B/H)
521210	Instrumentbord m/vulstkant	50 x 40 x 88 cm
521211	Instrumentbord m/vulstkant	60 x 40 x 88 cm
521212	Instrumentbord m/vulstkant	70 x 50 x 88 cm
521213	Instrumentbord m/vulstkant	90 x 50 x 88 cm
521214	Instrumentbord m/vulstkant	150 x 60 x 88 cm
521215	Posestativ til instrumentborde	