

Integra Shell

- læne-/hvilestol

Scan-Med a/s
Denmark

Stolen er udviklet som et hjælpemiddel til at flytte beboere rundt i f.eks. plejehjemsmiljøer, eget hjem o.l.

Et nyttigt hjælpemiddel til brugere, der sidder i lange perioder ad gangen og risikerer at udvikle tryksår.

Stolen giver ekstra støtte, komfort og positioneringshjælp.

Det ergonomisk designede skubbehåndtag, gør den gasbetjente tiltning af stolen let og sikkert.

Vinkeljustérbar og aftagelig benstøtte.
Sikkerhedsbælte for yderligere sikkerhed.
Praktisk opbevaringslomme på ryglænet.

4 stk. 125 mm drejelige høj kvalitets bremsehjul gør stolen let at flytte rundt med.

Udformet, så den giver god liftadgang.

Kan tiltes let forover, således bruger får lettere ved at komme op at stå.

Tiltning: 27° bagud og -3° foran.

Armlæns højde: 23 cm

Total bredde: 72 cm

Total længde: 78 cm

Total højde: 137 cm

Sædedybde: 47 cm

Sædebredde: 51 cm

Sædehøjde: 53 cm

Egenvægt: 29 kg

Maks. belastning: 120 kg



Varenummer	Beskrivelse	Belastning	HMI-nr.
53INTEGRAM51CP1	Integra Shell stol	120 kg	118984