

## Børnekørestol - DR 400 Mini



Børnekørestol velegnet til "selvkørende" børn.

Sæde- og rygpude med skumkerne og vandafvisende betræk (oplys farve v/bestilling).

Armlæn polstret med PUR-skum (oplys farve v/bestilling).



Inkl. "Drop-out" fodstøtte.

Tøjbeskytter på begge sider.

Skubbebøjle.

22" punktérfrie skubbehjul - begge låsbare.  
Ø100 mm forhjul.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

### Tekniske data:

Sædebredde: 36 cm

Sædedybde: 40 cm

Sædehøjde: 48 cm

Underbenslængde: 34 cm

Total højde: 101 cm

Total bredde: 63,5 cm

Total dybde: 74 cm

Vægt: 23 kg

Brugervægt: 120 kg

Sikkerhedsbøjle (SB) og benstøtte (BSM) kan tilkøbes - oplyses v/bestilling.

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve
630003	117475	RCN børnekørestol DR 400 Mini	Oplys v/bestilling