



Smart industriløbehjul til jævne underlag.

De 2 baghjul sikrer, at løbehjulet kan bruges på glatte underlag og stå uden separat støtte.

Grå punkterfri dæk.
Type af leje: Kuglelejer

Inkl. kurv (maks. belastning: 5 kg)

Kurvens mål (øverst): 340 x 265 x 235 mm (H/D/B)

Forsynet med bremse på baghjulet samt transportkrog.

Leveres monteret, undtagen styr og kurv.

Håndtagshøjde: 970-1120 mm

Længde: 1180 mm

Bredde, Fodstøtte: 200 mm

Bredde, Styr: 630 mm

Fordæk: 55 x 325 mm (12") med plastfælg.
Bagdæk: Ø 160 mm i massiv gummi - skivehjul i plast.

Maks. belastning: 100 kg

Værd at vide: Hvis en person, der går 5 km/dag, i stedet anvender et løbehjul, sparer vedkommende ca. 10 arbejdsdage/år.

Varenummer	Beskrivelse	HMI-nr.
640035	Løbehjul, kompakt, inkl. kurv	133126