

AiO badebænk - modulær



AiO badebænk er en modulær badebænk, som kan individuelt tilpasses dine behov, og kan ændres når som helst, når dit liv ændrer sig.

Med sit modulære plug-in system er den derfor den perfekte løsning til en bred vifte af krav.

Hvis dine omstændigheder ændrer sig, kan AiO nemt udvides med ekstra komponenter som en høj rygstøtte eller robuste armlæn. På ingen tid forvandles AiO fra en simpel badebænk til en komfortabel brusestol, der opfylder alle dine behov.

- Individuelt tilpasselig til dine behov
- Perleeffekt gør vedligeholdelse og rengøring lettere
- Super let men robust
- Fremstillet i højkvalitets og hudvenligt plast, nem at rengøre og korrosionsfri
- Justérbar til din størrelse takket være 8-trins justérbar sædehøjde
- Skridsikre gummifødder sikrer stabilitet
- Stor hygiejneudskæring for nem personlig hygiejne.

Tekniske data:

Maks. belastning: 130 kg

Sædehøjde: 38-55 cm (8 indstillingsmuligheder)

Total bredde: 51,5 cm

Total dybde: 47 cm

Sædebredde, uden armlæn: 51,5 cm

Sædebredde, med armlæn: 42,7 cm

Sædedybde uden ryglæn: 41 cm

Sædedybde, med ryglæn: 34 cm

Armlæns mål: 3,5 x 32 x 20 cm (B/D/H)

Ryglæns højde: 41 cm

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Sædehøjde
70550900100	140975	AiO badebænk	38-55 cm
70550900200	140976	AiO badebænk, med armlæn	38-55 cm
70550900300	140977	AiO badebænk, med ryglæn	38-55 cm
70550900400	140978	AiO badebænk, med armlæn og ryglæn	38-55 cm
70550900102		Ryglæn til AiO badebænk	
70550900103		Armlæn til AiO badebænk	
70550900107		Gummi fødder til AiO badebænk	