


Medow - IV-Bracelet



Sådan anvendes IV-bracelet



Se instruktionsvideo på vores hjemmeside

V-bracelet til fiksering af dialyse- og IV-slanger.

Et enkelt armbånd, hvorpå man nemt kan fikserer intravenøse slanger for at holde dem og den venøse adgang på plads under flere typer af behandlinger.

Armbåndet giver patienten en sikker og behagelig behandling og samtidig letter det sygeplejerskens arbejde.

Armbåndet:

- Består af to dele, en genanvendelig slangeholder og et bånd til engangsbrug
- Biokompatiblet materiale
- Justerbar, så det passer til alle patienter
- Fastgøres hurtigt og enkelt

Båndet:

- Leveres i rulle, hvilket betyder optimal mulighed for præcis tilpasning af længde og intet spild

Slangeholderen:

- Genanvendelig
- Tre slangeudsnit - to til dialyseslanger og et til infusionsæt

Varenummer	Beskrivelse	Pakkeindhold
MW IV-B	Medow IV bracelet bånd, lilla, rulle	10 m./pk.
MW IV-F	Medow IV bracelet, slangeholder, hvid	10 stk./ps.